

AUTOCLAVE CLASE B 45 LITROS

MARCA: GREATLAB


MODELO: B45C-V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- Equipo controlado por microordenador, revestido de acero inoxidable, con cubierta sellada.
- Dispositivo entrelazado de seguridad, tanque de agua superior de estilo abierto.
- Con programas de BD, HELIX TEST, prueba de vacío.
- Pantalla LCD táctil
- Con estándar Europeo Clase B.
- Cuenta con seguridad de sobretemperatura, sobrevoltaje, bajo nivel de agua, anti-combustión en seco y cerradura de seguridad.
- Realiza Prevacío tres veces con función de secado
- Recordatorio de zumbador de fin de esterilización, parada automática.
- Aire frío automático, vapor de escape automático después de la esterilización.
- Generador de vapor incorporado para proporcionar vapor saturado rápidamente.
- Impresora incorporada.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Volumen de esterilización: 45L ϕ 315 x 615 mm
- Presión de trabajo: 0.22 Mpa
- Temperatura de Trabajo: 121°C / 134°C
- Volumen del Tanque:
 - 18 litros (máximo nivel de agua)
 - Alrededor de 0.5 Litros (nivel más bajo de agua)
- Rango de tiempo: 0 a 99 min.
- Consumo: \leq 3400 VA / 220V \pm 22V
- Dimensión del equipo (mm): 700 x 790 x 750
- Dimensiones de transporte (mm): 1000 x 780 x 790
- Peso Neto: 105 Kg
- Peso Bruto: 134 Kg



CONTÁCTANOS:

 Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

 IE MEDIC