

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DIGITAL 18 LT

Marca: KELING

Autoclave Semi-Automático, el cual utiliza vapor presurizado para esterilizar los utensilios rápida y eficientemente. Puede ser usado en hospitales, centros de salud públicos, estaciones de salud, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científicas, etc. para esterilizar toda clase de equipos médicos, ropa de cirugía, lentes y soluciones

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Estructura completamente de acero inoxidable.
- Manija tipo rueda que asegura un sellado completamente hermético.
- Programación digital de tiempo y temperatura.
- Corte automático con sonido, que indica la finalización de la esterilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Volumen de esterilización:** 18L ϕ 280x260mm
- **Presión de trabajo:** 0.14 – 0.16 Mpa
- **Rango de temperatura:** 105 – 126°C
- **Rango de tiempo:** 0 a 99 min.
- **Max. Presión de seguridad:** 0.165 Mpa
- **Temperatura de fluctuación:** $\leq \pm 1^\circ\text{C}$
- **Consumo:** 2KW/AC 220V.60Hz
- **Dimensiones de transporte:** 44x42x63 cm
- **Peso Neto:** 12Kg
- **Peso Bruto:** 14Kg



CONTÁCTANOS:

ventas: 972 516 102 / 997 759 853
fijo: (511) 360 6933

ventas@iemedic.com.pe

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe