

AUTOCLAVE MECÁNICA 18 LITROS

Marca: COMAP

Modelo: YX-LDJ

DESCRIPCIÓN GENERAL:


Este producto usa vapor presurizado para esterilizar los utensilios rápida y eficientemente. Puede ser usado en hospitales, centros de salud públicos, estaciones de salud, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científicas, etc. para esterilizar toda clase de equipos médicos, ropa de cirugía, lentes y soluciones.

CARACTERÍSTICAS:

1. Válvulas de seguridad.
2. Grifo de drenaje.
3. Manómetro de doble escala (presión y temperatura)
4. Resistencia de calentamiento interno, ofrece un buen rendimiento.
5. Durable, confiable y seguro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Volumen de esterilización: 18 L
- Presión: 0.14-0.16Mpa
- Máxima presión: 0.165Mpa
- Temperatura de funcionamiento: 121°C - 126°C.
- Rango de ajuste de presión: 0.05-0.14 Mpa
- Rango del temporizador: 0-60min
- Consumo de energía: 2KW / AC220V.60Hz
- Dimensiones: 41 x 41 x 52 cm



CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

