

# BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO

MARCA: GREATMEDIC


MODELO: TCS-200B-RT

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Balanza de alta precisión, pantalla digital estable y alta velocidad de medida debido a que su procedimiento operativo consta de microprocesadores el cual hace que su nivel de respuesta sea óptimo, posee un cero automático, estándar automático, anti-interferencia y además es de fácil uso y esta amueblada con un tallímetro muy eficiente. Cuenta con apagado y ajuste de cero automático. Ideal para hospitales, gimnasios y otros lugares.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Valor Max. de graduación: 200 kilogramos
- Valor de graduación mínimo: 100g
- Precisión: De acuerdo al estándar de equilibrio de grado OIML.
- Medida del tallímetro: 85 x 210 cm.
- Valor de graduación mínima del tallímetro: 0.5cm
- Pantalla: Display de 05 dígitos de 0,8".
- Teclado de membrana táctil, panel frontal a prueba de agua y multifuncionales.
- Alimentación: AC220V/ DC6V adaptador
- Cuenta con batería, se recarga de 8 a 10 horas para un uso de 100 horas continuas.



## CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865  
postventa@iemedic.com.pe

[www.iemedic.com.pe](http://www.iemedic.com.pe)

 IE MEDIC