

# BAÑO MARÍA

5.7 LITROS

MARCA: GREATLAB

MODELO: HH-S2

## DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Cuenta con una estructura compacta, con ahorro de energía, fácil mantenimiento y una larga vida útil. Es un equipo ampliamente utilizado en las unidades médicas, colegios y universidades. Cuenta con una pantalla display para poder observar la temperatura interna.
- Está equipo con un drenaje de agua
- Equipo controlado por microprocesador.
- Buen rendimiento de aislamiento con cubierta de acero inoxidable.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>MODELO</b>	<b>HH-S2</b>	<b>HH-W420</b>
<b>CAPACIDAD</b>	<b>5.7 LITROS</b>	<b>9 LITROS</b>
<b>MEDIDAS INTERNAS (mm)</b>	<b>300x160x120</b>	<b>400x180x130</b>
<b>POTENCIA VA</b>	<b>600 W</b>	<b>1000W</b>
<b>RANGO DE TEMPERATURA</b>	<b>Temperatura ambiente +5 hasta 100°C</b>	
<b>TEMPERATURA DE FLUCTUACIÓN</b>	<b>± 0.5°C</b>	<b>± 1°C</b>
<b>VOLTAJE</b>	<b>220V / 60 Hz</b>	



**ACERO INOXIDABLE**



**ADAPTABILIDAD**



## CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865  
postventa@iemedic.com.pe

[www.iemedic.com.pe](http://www.iemedic.com.pe)

 **IE MEDIC**

# BAÑO MARÍA

5.7 LITROS

MARCA: GREATLAB

MODELO: HH-S2

## IMÁGENES REFERENCIALES:

Diseño fácil de transportar y operar



Incluye los  
**siguientes  
accesorios**



## CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865  
postventa@iemedic.com.pe

[www.iemedic.com.pe](http://www.iemedic.com.pe)

 **IE MEDIC**