

# COLLAR CERVICAL

Marca: PINMED

Marca: CC-01

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El collar cervical cc-01 simplifica el trabajo, utiliza poco espacio y provee una excelente inmovilización para pacientes. Fácil y rápido de usar. Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello. Fabricados sin látex. Usa el mismo sistema de medición y aplicación que los collares originales Stifneck.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

- 5 posiciones de regulación (tall, regular, short y no-neck).
- Fácil acceso para revisión y control de pulso.
- Aumento del área frontal del collar para mejor visualización de la tráquea.
- Los sistemas de seguro aseguran la posición del collar seleccionado.
- Guías de ajustes simétricos para correcta alineaciones.
- Espacio abierto en el sector trasero del collar para deslizamiento de dedos (realización de palpaciones).
- Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.



## CONTÁCTANOS:

ventas: 972 516 102 / 997 759 853  
fijo: (511) 360 6933

ventas@iemedic.com.pe

Post venta: 944 640 865  
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

