

CONTADOR DIGITAL 4 FUNCIONES

Marca: DIGISYSTEM

Modelo: DBC-9D

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El contador digital de células sanguíneas Digisystem Utiliza un sistema controlado por microprocesador que ofrece recuentos precisos y simples.
- Cuenta con 8 botones tienen colores rojo y blanco en secuencia para su identificación.
- Cada botón tiene una ventana LCD de 3 dígitos y una ventana LCD de 3 dígitos que es para la cantidad total.
- Cuenta con imágenes etiquetadas de las celdas de BASO., EOSIN., MYELO., JUVEN., STAB., SEG., LYMPH., MONO.
- Un sonido de clic en cada toque para confirmar el recuento.
- Con un incremento de cien de la cantidad total, se escucha un pitido corto.
- Presione el botón de porcentaje (%) para calcular porcentajes y presione el botón de reinicio para borrar los recuentos. Presione el botón +/- para aumentar o disminuir los conteos. Presione el botón de función (FUN.) Para ajustar el contraste y controlar la energía de la batería.
- La fuente de alimentación puede ser de 100 ~ 240 V
- Certificación de calidad: ISO 9001. ISO 13485

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Número de botones: 8
- Número de ventanas: 9 x 3 Dígitos LCD
- Alimentación: 100 - 240 V



CONTÁCTANOS:

ventas: 972 516 102 / 997 759 853
fijo: (511) 360 6933

ventas@iemedic.com.pe

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

