

ECÓGRAFO PORTÁTIL 3D/4D

Marca: ZONCARE

Modelo: M30 (color)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El modelo M5 (m30) está equipado con varias sondas que pueden cumplir completamente con los requisitos de aplicaciones abdominales, urinarias, de órganos superficiales, ginecológicas, obstétricas, cardíacas y vasculares periféricas y otros campos convencionales. Cuenta con tecnología avanzada de SCI, SRI, FCI, EFOV, TSI, THI, Auto optimización, auto calculación, Auto IMT.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Pantalla LCD 15.6", de alta resolución 1920*1080
- Modo de imagen: B-Mode, B steer, 2B/4B-Mode, M-Mode, B/M-Mode, CDFI - Mode, PDI -Mode, CM-ModePW-Mode, Anatomic M mode, Panoramic, Color panoramic, Trapezoidal (Linear transducer), Efov, CW -Mode, TDI, 3D/4D Mode.

TECNOLOGÍA DE IMÁGEN AVANZADA:

- Imágenes Compuestas Espaciales.
- Imágenes compuestas de frecuencia.
- Imágenes panorámicas en color en tiempo real.
- Imágenes de extensión trapezoidal.
- Imágenes inteligentes de tejidos específicos.
- Imágenes 3D/4D inteligentes.



CONTÁCTANOS:



Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe



IE MEDIC

ECÓGRAFO PORTÁTIL 3D/4D

Marca: ZONCARE

Modelo: M30 (color)

TECNOLOGÍA DE IMÁGEN AVANZADA:

- Optimización de la imagen con una sola tecla.
- Medición automática del IMT carotídeo.
- Envoltente de espectro automática.
- 3 conectores de transductor activados.
- Batería de litio integrada (opcional).

GARANTÍA

1 AÑO



INCLUYE

Estos transductores:

- CONVEXO
- TRANSVAGINAL



CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

 **IE MEDIC**