

ECÓGRAFO PORTÁTIL

Modo de imagen: B, 2B, B/M, M, 4B, PW

Marca: ZONCARE

Modelo: I50 (blanco y negro)


DESCRIPCIÓN GENERAL:

i50 se caracteriza por un excelente rendimiento y diferentes aplicaciones de acuerdo con las demandas del usuario: ginecología, obstetricia, abdomen, urología, vascular, piezas pequeñas, ortopédica, intervencionista, etc.

Cuenta con tecnología avanzada de forma de onda doble, SRI, seguimiento PW automático, imágenes específicas de tejido (TSI), imágenes armónicas de tejido (THI), imagen de pantalla completa (FSI).

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Pantalla LCD con retroiluminación LED 12.1"
- Modo de imagen: B, 2B, B/M, M, 4B, PW
- Imágenes de emisión de doble haz.
- Imágenes cromáticas avanzadas.
- Perilla de ajuste de una sola rotación, eficiente y conveniente.
- Pantalla completa con un solo clic, para un diagnóstico más intuitivo.
- Módulo de impresora láser opcional, compatible con impresoras láser de conexión directa para imprimir informes.



CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe



ECÓGRAFO PORTÁTIL

Modo de imagen: B, 2B, B/M, M, 4B, PW

Marca: ZONCARE

Modelo: I50 (blanco y negro)

TECNOLOGÍA DE IMÁGEN AVANZADA:

- Soporta la función PW, puede proporcionar más información de la hemodinámica.
- Auto-generación de informes en formato BMP, soporte para importación y exportación de unidades USB.
- Puerto de sonda simple (el puerto de sonda doble es opcional).
- Batería de litio incorporada (opcional)
- Cuenta con 2 puertos USBs, salida de Video, VGA, Ethernet, 2 Conectores para transductores.

GARANTÍA

1 AÑO



INCLUYE

Estos transductores:

- CONVEXO
- TRANSVAGINAL

CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

