

# INCUBADORA DE LABORATORIO 30 LT

MARCA: GREATLAB

MODELO: DNP-9030A

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:


Es el equipo necesario para el cultivo termostático en departamentos de investigación científica como servicios médicos, medicina, biología, ingeniería química, agricultura, etc..

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Controlador por microprocesador.
- Visualización y programación digital de tiempo y temperatura.
- Alarma de temperatura, autoajuste PID
- Interior de acero inoxidable
- Con ventana de observación de vidrio
- Alarma automática después de terminado el proceso

## DATOS TÉCNICOS:

MODELO	DNP - 9030A
CAPACIDAD	30 LITROS
RANGO DE TEMPERATURA	Temperatura ambiente + 5 hasta los 65°C
TEMPERATURA DE RESOLUCIÓN	0.1°C
TEMPERATURA DE FLUCTUACIÓN	± 0.5 °C
TEMPERATURA DE HOMOGENEIDAD	± 0.5°C
TIEMPO	1-9999 min
VOLTAJE	220V



## CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865  
postventa@iemedic.com.pe

[www.iemedic.com.pe](http://www.iemedic.com.pe)



# INCUBADORA DE LABORATORIO 30 LT

MARCA: GREATLAB

MODELO: DNP-9030A


## IMÁGENES REFERENCIALES:

Seguro de usar y de operación rápida



Fácil de operar y programar

Controlador de temperatura nivel 5



## CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865  
postventa@iemedic.com.pe

[www.iemedic.com.pe](http://www.iemedic.com.pe)

 IE MEDIC