

MONITOR FETAL

MARCA: COMEN

MODELO: C11

DESCRIPCIÓN:

- Diseño Compacto y ligero, cuenta con las siguientes características generales:

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla LED de 5.6"
- Transductores de FHR a prueba de agua, soporte de parto en el agua.
- Batería de iones de litio de alta capacidad incorporada, más de 2 horas de tiempo de funcionamiento.
- Impresora de 150 mm de ancho. Ranura de papel extraíble especial, fácil para reemplazar y observar el papel.
- Alarmas audio/visuales de 3 niveles.
- Sistema avanzado de gestión de archivos de pacientes.
- Indicador de intensidad de señal FHR, verificación de canal cruzado de gemelos.
- Se pueden ver luces de alarma dobles únicas y llamativas desde un ángulo amplio, lo que hace que la alarma fisiológica y la alarma de tecnología sean más claras e intuitivas.
- 60 horas de revisión de forma de onda en tiempo real.
- Función de monitoreo temporizado, evite el monitoreo de horas innecesarias.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

Configuración:

FHR:

- 02 Doplers Pulsado (para gemelar)
- Frecuencia del Ultrasonido: 1.0MHz $\pm$ 1%
- Rango FHR: 30 – 250 bpm
- Precisión: $\pm$ 1 bpm
- Intensidad: <5mW/cm2

UC (toco)

- Rango: 0 – 100%
- Resolución: 1%
- Error no lineal: $\leq \pm 10\%$
- Modo Cero: Auto / Manual
- Resistencia dieléctrica: 4000Vrms


Marcador

- Automático y manual

CONTÁCTANOS:

 Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe



MONITOR FETAL

MARCA: COMEN

MODELO: C11

Impresora

- Tipo: Incorporada matriz térmica
- Modo: Rápido, tiempo real
- Velocidad: 1/2/3 cm/min seleccionable, 25mm/s (revisión)
- Ancho de registro: 150mm
- Impresión automática: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 min. / apagado

Pantalla

- Tamaño: 5.6" táctil
- Resolución: 800x600
- 6 Formas de onda (máximo)

Almacenamiento de datos:

- Revisión de alarmas: 200 grupos
- Revisión de datos: 60 horas
- Gráfico de tendencias: 60 horas
- Tabla de tendencias: 60 horas
- Almacena datos después de apagado: Si

Alimentación: 100-240V, 50/60Hz±1Hz:

Potencia: 80VA

Batería:

- Tipo de batería: Recargable ION de Litio
- Capacidad de la batería: 2200mAh
- Tiempo de Carga: 6 Horas
- Tiempo de trabajo: 2 horas

Dimensiones:

- 287mm×232mm×90mm
- Peso: 2.1kg (sin accesorios)
- Temperatura de trabajo: 0-40°C
- Humedad: 15 - 80%



CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

